



## Central Venous Catheters Sizes - 11011-19, 11021-28, 11031-35, 11041-43

Description		INDWELLING CATHETER		GUIDE WIRE		
		Specification (Size)	Length (mm)	Diameter (inch / mm)	Length (cm / mm)	Needle
Single Lumen	11041	3FR / 20G (D)	130	0.025 / 0.64	50 / 500	20G
	11042	3FR / 20G (D)	150	0.025 / 0.64	50 / 500	20G
	11043	3FR / 20G (D)	200	0.025 / 0.64	50 / 500	20G
	11017	4FR / 18G (D)	130	0.025 / 0.64	50 / 500	18G
	11018	4FR / 18G (D)	150	0.025 / 0.64	50 / 500	18G
	11019	4FR / 18G (D)	200	0.025 / 0.64	50 / 500	18G
	11011	5FR / 16G (D)	160	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11012	5FR / 16G (D)	200	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11013	5FR / 16G (D)	300	0.035 / 0.89	70 / 700	18G
	11014	6FR / 14G (D)	160	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11015	6FR / 14G (D)	200	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
11016	6FR / 14G (D)	300	0.035 / 0.89	70 / 700	18G	
Double Lumen	11027	4FR / 22(P) - 20G(D)	130	0.018 / 0.46	50 / 500	21G
	11028	4FR / 22(P) - 20G(D)	160	0.018 / 0.46	50 / 500	21G
	11021	7FR / 16G(P) - 16G(D)	160	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11022	7FR / 16G(P) - 16G(D)	200	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11023	7FR / 16G(P) - 16G(D)	300	0.035 / 0.89	70 / 700	18G
	11024	7FR / 14G(P) - 18G(D)	160	0.025 / 0.64	50 / 500	18G
	11025	7FR / 14G(P) - 18G(D)	200	0.025 / 0.64	50 / 500	18G
	11026	7FR / 14G(P) - 18G(D)	300	0.025 / 0.64	70 / 700	18G
Triple Lumen	11034	5.5FR / 22G(P) - 20G(D) - 22G(M)	80	0.018 / 0.46	50 / 500	21G
	11035	5.5FR / 22G(P) - 20G(D) - 22G(M)	160	0.018 / 0.46	50 / 500	21G
	11031	7FR / 18G(P) - 16G(D) - 18G(M)	160	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11032	7FR / 18G(P) - 16G(D) - 18G(M)	200	0.035 / 0.89	50 / 500	18G
	11033	7FR / 18G(P) - 16G(D) - 18G(M)	300	0.035 / 0.89	70 / 700	18G

*Other sizes available on request*